
HOGGI®



Sharky Kullanım Kılavuzu

SHARKY için Kullanım Talimatları

1	Model tanımlama ve temel ekipman	
1.1	Model tanımlama Tip numarası 3	3
1.2	Temel ekipman	3
1.3	Çevre koşulları	3
2	Genel bilgiler	
2.1	Önsöz	4
2.2	Amaç	4
2.3	Uygunluk beyanı	4
2.4	Garanti Koşulları	4
2.5	Servis ve onarımlar	4
3	Emniyet	
3.1	Sembolizmin anlamı	5
3.2	Genel güvenlik talimatları	5
4	Kullanılabilirlik teslimatı ve üretimi	
4.1	Kullanılabilirlik, teslimatı ve üretimi	9-11
5	Aksesuarlar	
5.1	İtme kolçak	11
5.2	Ayak desteği	12
5.3	Başlık	14
5.4	Thorax desteği	14
5.5	Göğüs omuzlu yelek kemer	16
5.6	Karın Kemer	17
5.7	Karın plastik ayarlanabilir Kemer	18
5.8	Kolçaklar	19
5.9	Masa	20
5.10	Abduktör	20
5.11	Baldır bandı	21
5.12	Ayak Bilek Kemer	21
5.13	Tuvalet Kovası	22
5.14	İdrar Sıçrama Koruması	22
5.15	Tuvalet Kapağı	22
5.16	Küvet bağlantı aparatı	23
5.17	Tuvale Bağlantı aparatı	23
5.18	PU-Yan Destekler	24
5.19	Fren	24
6	Taşıma	
6.1	Taşıma ve depolama	24
7	Bakım, ve servis ömrü	
7.1	Bakım ve bakım	25
7.2	Faydalı yaşam	25
8	Teknik Bilgiler	
	Ek ve aksesuarlarla ilgili tüm teknik veriler ve bilgiler	26
9	Depolama	27
10	Bertaraf ve geri dönüşüm	27

1.1 Model Tanımlanma

Model plakası sol taraf payandasına(içeriden) monte edilir.

	Renk kodu
	Madde numarası
	Boyut / varyant
	seri numarası
	CE İşareti
	Tür ataması / ürün adı
	Üretim Yılı
	Maksimum Kullanıcı Ağırlığı / Maksimum Yük
	Üretici Üretim Yeri
	Üretim Yılı UDI Kodu

1.2 Temel

- Kompakt katlanabilir
- Yüksekliği ayarlanabilir, geçirilebilir tuvalet yüksekliği 43-52 cm
- Kenar (koltuk açısı) -10° ila 45°
- Tabandan çıkarılabilir (hızlı sürüm)
- Sırt, koltuk ve kalça desteklerinde PU pedleri
- Kilitlenebilir hijyen açıklığı
- Arka açı ayarlanabilir, katlanabilir ve çıkarılabilir
- Koltuk genişliği 24, 27, 30 cm
- Koltuk derinliği 27-36 cm
- Sırt Yüksekliği 42 cm
- Sırt Açısı 72-120°

1.3 Ortam koşulları

Sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörler ürüne zarar verebilir. Üretici, **SHARKY'nin** +40 °C'nin üzerinde olmayan ortam sıcaklıklarında kullanılmasını önerir.

Dikkat: Güneşte daha uzun saatler duruyorsanız, tekerlekli sandalyenin parçaları ısınabilir. Dikkatli olun!

2 Genel bilgiler

2.1 Önsöz

Klozet tekerlekli sandalye **SHARKY**'yi seçtiniz ve Şirketimizden yüksek kaliteli bir ürün elde ettiniz. Bu üründen oldukça uzun süre keyif almanızı sağlamak ve günlük hayatınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için size bu kılavuzu sunuyoruz. Size doğru ve kolay kullanımı ve gerekli bakım ve bakımı gösterir. Çalışma hataları nedeniyle hasar görmemesi ve optimum kullanıma izin vermek için lütfen aşağıdaki talimatları ve talimatları dikkatlice okuyun. Notlar.

Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, lütfen satıcınızla iletişime geçin. Size kolay kullanım diliyor ve ürünümüzün beklentilerinizi karşılamasını umuyoruz.

Bu kılavuzda açıklanan sürümde teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

Tuvalet tekerlekli sandalyesini ilk kez kullanmadan önce, kullanıcı ve yardımcı personelin tuvalet tekerlekli sandalyesinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmaları gerekir.

2.2 kullanmak

Çocuklar için **SHARKY** tuvalet tekerlekli sandalyesi, kapalı alanlarda ve ıslak alanlarda günlük kullanım için kullanılır. Günlük bakım/hijyende veya tuvalet eğitimi sırasında bireysel kullanım için oturma ve kalkma alanında eksikliği olan çocuk ve ergenlere hizmet vermektedir. Çeşitli özellikler, Tuvalet Sandalyesi, Tuvalet Deteği, Küvet Bağlantısı veya günlük vücut bakımı için mobil konumlandırma seçeneği gibi çok sayıda giriş seçeneği sağlar.

Bakım tıbbi olarak aşağıdakiler için belirtilebilir:

- felç (parapleji/tetrapleji veya parapleji -parese)
- Gliedmaßenverlust (Dismelie/Beinamputation)
- Infantil/Spastik Serebral Palsi
- Spina Bifida
- Kas ve sinir hastalıkları
- Osteogeneze Imperfecta
- Poliomyeliti
- Amaçlandığı gibi kullanıldığında kontrendikasyon bilinmiyor

SHARKY yeniden kullanım için uygundur.

Yeniden kullanım için, söz konusu ürün öncelikle iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Daha sonra, ürün yetkili bir profesyonel tarafından durum, aşınma ve hasar açısından kontrol edilmelidir. Tüm yıpranmış ve hasarlı parçaların yanı sıra kullanıcı için uygun olmayan/uygun olmayan bileşenler değiştirilmelidir. Tahrik tekerlekleri, direksiyon simidi veya sürgü kolu gibi bazı bileşenler yeniden. Hizmet planı, gerekli araçlar hakkında ayrıntılı bilgi ve bilgi servis kılavuzunda bulunabilir.

2.3 Uygunluk beyanı

Bir üretici olarak **HOGGI** GmbH, **SHARKY**'nin AB Parlamentosu ve Konseyi'nin Ek I Yönetmeliği (AB) 2017/745'te belirtilen temel gerekliliklere uyduğunu tek sorumluluğu altında beyan eder. Uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar uygulanmıştır. **SHARKY**, ISO 7176-8, DIN EN ISO 12182 ve DIN EN ISO 121 83 gereksinimlerini karşılar.

2.4 Garanti koşulları

Garanti, yalnızca ürünün belirtilen koşullar altında ve amaçlanan amaçlar için kullanılması durumunda kabul edilebilir. Üretici tarafından onaylanmamış bileşenlerden ve yedek parçalardan kaynaklanan hasarlardan üretici sorumlu olmayacaktır.

www.hoggi.de

2.5 Servis ve onarımlar

SHARKY tuvalet tekerlekli sandalyesinin servis ve onarımları sadece uzman perakendeciler tarafından yapılabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, satıcınızla iletişime geçin. Onarımlar için sadece orijinal yedek parçalar alacaksınız.

2.6 Ciddi olaylar hakkında bilgi verme yükümlülüğü

Ürünle ilgili olarak meydana gelen her türlü ciddi olay üretici firmaya, uzman perakendeciye ve yetkili makama bildirilecektir.

2.7 Ürün güvenliği / ürün geri çağırımları

Ürün güvenliği ve ürün geri çağırımları hakkında daha fazla bilgiyi uzman perakendecilerden veya **doğrudan üreticiden www.hoggi.de**.



Kurulum, onarım ve bakım için aşağıdaki araçlar gereklidir:

3 mm, 4 mm, 5 mm ve 6 mm iç altıgen anahtar
Boyut anahtarları: 10 mm, 13 mm, 19 mm ve 24 mm

3 Emniyet

3.1 Sembolizmin anlamı



Dikkat!
Olası kaza ve yaralanma tehlikeleri ve olası teknik hasarlar için uyarılar.



Dikkat!
Cihaz çalışması için.



Dikkat!
Servis personeli için.



Dikkat!
İlk olarak, kullanım kılavuzunu okuyun.

3.2 Genel güvenlik talimatları



İlk olarak, kullanım kılavuzunu okuyun!
Kullanmadan önce, önce ürünün kullanımı ve işlevi hakkında bilgi alıp önce elleçleme alıştırmaları yapın.

Çocuğunuzun güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu tavsiyelere uymazsanız çocuğunuzun güvenliği tehlikeye atılabilir. Ancak, tüm olası koşullar ve öngörülemez durumlar karşılanamaz. Akıl, dikkat ve ihtiyatlılık bu ürünün getiremeyeceği faktörlerdir; tuvalet tekerlekli sandalyesini kullanan kişiye maruz kalırlar. Tuvalet tekerlekli sandalyesini ve ilgili aksesuarları kullanan kişi tüm talimatları anlamalıdır. Tuvalettekerlekli sandalyesini kullanan herhangi bir kişiye tuvalet tekerlekli sandalyesi kullanımını ve ilgili aksesuarları açıklamalısınız. Talimatlar ve daha fazla açıklama gerekiyorsa veya başka sorularınız varsa, lütfen **HOGGI** bayinizle iletişime geçin.



Çocuğunuz her zaman tuvalet tekerlekli sandalyesinde bağlayın.



Tuvalet tekerlekli sandalyesi kullanımının tipik kullanımın ötesinde tehlikeli olabileceğini belirtmek isteriz. Bu ürün koşu, yarış, paten veya benzeri için uygun değildir. Direksiyone ön tekerlekler daha yüksek hızlarda çırpınmaya başlayabilir, bu da tuvalet tekerlekli sandalyesinin aniden durmasına ve devrilmesine neden olabilir. Lütfen tuvalet tekerlekli sandalyesini sadece normal yürüme hızında itin.

Hiçbir koşulda tuvalet tekerlekli sandalyesini itme sırasında serbest bırakmak veya itmek caiz değildir.



Ürün sadece düz ve katı yüzeylerde kullanılabilir.



Tuvalet tekerlekli sandalyenizi sadece amaçlandığı gibi kullanın. Örneğin.B bir engelle (sahne) karşı frensiz sürüşten kaçınin.



Sürüş eğimlerine ve eğimlerine daha fazla dikkat edin. Çocuktan tuvalet tekerlekli sandalyesine düşmeyeve tuvalet tekerlekli sandalyesini yuvarlayıp yuvarlanmaya özellikle dikkat etmektir.



Tuvalet tekerlekli sandalyesini sadece sıkıca kaynaklı veya vidalı bileşenlere kaldırın.



Tuvalet tekerlekli sandalyesi prensip olarak sadece yatay, düz yüzeylere yerleştirilmelidir. Bir eğime yerleştirilmesi kaçınılmazsa, lütfen koltuğun dik bir konuma yerleştirildiğinden emin olun. Eğimlerde, yatma pozisyonunda geriye doğru eğilme riski olabilir.



Tuvalet tekerlekli sandalyesini bırakarak veyafrenleri kapattığı binmeden ve inmeden önce.



Çocuğunuzun nesneleri kavrarken (tuvalet tekerlekli sandalyesinin önünde, yanında veya arkasında olan) tuvalet tekerlekli sandalyesinin çok dışına eğilmediğinden emin olun, çünkü ağırlık merkezindeki kayma nedeniyle devrilme veya devrilme riski vardır.



Ambalajların çocuklardan uzak tutulmasını sağlamak. Plastik ambalaj kullanırken boğulma riski vardır.



Çocuğunuzunuzu asla tuvalet tekerlekli sandalyesinde başıboş bırakmayın. Kayışla sabitlenmiş ve frenler tespit edilmiş olsa bile.



Her iki taraftan mandallar kullanılmadan önce kilitlenmelidir.



Statik stabilite $>10,5^\circ$ eğimdir. Ağır ceplerin takılması veya kayar braketten benzer şekilde takılması stabiliteyi olumsuz etkileyebilir.



Oturma ünitesindeki çocukla birlikte sırt eğimini, koltuk açısını ve diz açısını ayarlarken, kolları veya bacakları hareketli parçalara uzatarak çocuk için kenetlenme riskine özellikle dikkat edin.



Ayak tahtası biniş ve karaya çıkma için kullanılmamalıdır.



Tuvalet tekerlekli sandalyesi sadece bir çocuğun kullanımı için izin verilir.



Bertaraf: Ürün ambalajının yanı sıra tüm metal, alüminyum ve plastik parçalar geri dönüştürülebilir toplam için kullanılabilir. Bertaraf, ilgili ulusal yasal hükümler. Lütfensta dt/belediye yönetimi yerel atık yönetim şirketleri isteyin.



Ventral gövde desteği maksimum 5 kg ile yüklenir.



Katlanmış durumda depolandığında, çerçevede hiçbir yük hareket etmemelidir.



SHARKY yol çerçevesi için maksimum yük 60 kg'dır.



Tüm aksesuarlar ve ataşmanlar kalan yükleme kapasitesini azaltır.



Aksesuarların aşırı dayanım özellikleri koltuk açısı ayarlama mekanizmasına sıkıştırılabilir ve kilitleme cıvatalarının kilitlemesine melekolabilir. Koltuk daha sonra kullanım sırasında koltuk açısını ayarlayabilir. Bu nedenle, aksesuarların kayış uçlarınıartık koltuk açısı ayarlama mekanizmasına gıramayacak kadar kısaltın. Koltuk ünitesini kurduktan sonra, restboltların yerinde kilitli olup olmadığını koltuktaki bir pislikle kontrol edin.



Görme engelli kişi veya bilişsel bozukluğu olan kişiler, bilgi materyaline ve yardımcı kişilerin kullanım kılavuzuna yüksek sesle okumalı veya elektronik okuma yardımlarını kullanabilmeli. Tüm belgeler, İndirme Merkezi'ndeki www.hoggi.de altında PDF tarihleri olarak mevcuttur. Buna ek olarak, ürün videoları ve ürün fotoğraf galerileri çevrimiçi olarak mevcuttur!



Tüm ayarlama çalışmalarından sonra, önceden gevşetilmiş bağlantı parçalarını tekrar sıkıca sıkın.



Ambalajın hasarlı olup olmadığını ürünün durumunu kontrol edin.



Aşırı sıcaklık durumunda dikkatli olunmalıdır. Rehabilitasyon puseti, radyatörde veya saunada güneş ışığı nedeniyle güçlü bir şekilde ısınabilir.
Aşırı soğukta hipotermi riski vardır. Duyarsız cilde sahip kişilerde (yani sıcaklık artışını algılayamayan kişiler) ve/veya cilt hasarı olan kişilerde, metal parçaların çok yüksek bir sıcaklığa ulaşmaması için dikkatli olunmalıdır. Bu durumlarda, cildi korumak için uygun giysiler giymek zorunludur.



Tuvalet ve duş sandalyesi, istemeden yuvarlanmamak için her zaman 4 silindir frenlenerek belirlenmelidir.



4 Teslimat ve Üretim Servis

SHARKY tamamen önceden monte edilmiş olarak teslim edilir.
Kartonda teslimat: yaklaşık 880 mm (L) x 700 mm (G) x 400 - 450 (H)

Ürünün durumunu ve ambalajın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Lütfen taşıma sigortalarını ve ambalajlarını dikkatlice çıkarın.



Orijinal ambalajda aşağıdaki bileşenleri bulacaksınız:

- Taban katlanmış (fotoğrafa bakın)
- Koltuk ünitesi ve sırt katlanmış
- Siparişe bağlı olarak diğer aksesuarlar
(Bu uzman bayi tarafından tekerlekli sandalyeye takılmalıdır)
- kullanım yönergeleri



Katlamak için lütfen aşağıdaki gibi devam edin:

- Çekme snapper'ını tabanın çerçevesinin sağ tarafından aşağı hareket ettirin.



- Kilitlemek için çekme Mandalını 'ını 90° döndürün.



- Şekil, sağ kilitli çekme Mandalı'ını gösterir.




- Çekme Mandalı 'ını tabanın çerçevesinin sol tarafından aşağı hareket ettirin.



- Tabanı sol elinizle sabitleyin ve arka çubuk üzerindeki tabanı sağ elinizle aynı anda yukarı taşıyın.
- Her iki planör de birkaç cm ileri hareket etmişse, sağ çekme Mandalı 'ının kilitlemesi gevşetilebilir.
- Artık katlama işlemi devam edebilir.



- Her iki Mandalı'ın da sakince sesli bir şekilde koptuğundan emin olun.




Koltuk ünitesini takmak için lütfen aşağıdaki gibi devam edin:

- Gösterildiği gibi, tetik halatını bir elinizle çapraz çubuğun altına çekin ve arkalık yukarı doğru hareket ettirin.
- Arkalık istenen açısal konuma yapışmasına izin verin.



- Koltuğu yukarıdan gösterildiği gibi taban çerçevesine yerleştirin.
- Önce arka kılavuz yuvalarını taktığınızdan emin olun (A) alt çerçevenin iki arka dinlenme mili (B) üzerindeki koltuk ünitesi.



A = Bağlantı noktaları koltuk ünitesi
B = alt çerçevenin dinlenme milleri



- Koltuk ünitesini ön dinlenme millerine yerleştirin ve sonunda yerine oturmasına izin verin.

5



Aksesuar -lar

5.1 İtme Kolu

- Arka yüzeyi gösterildiği gibi çıkarın.



- Gösterildiği gibi, kayar tutamağı arka çerçeveye yerleştirin ve birlikte verilen dört M6x16 silindirik kafa vidasını takın.



- Vida bağlantısını birlikte verilen pullar ve kendiliğinden kilitlenmiş somunlarla sabitleyin.



5.2 Eklem Desteđi

Ayak taburesini takmak (ve ıkarmak iin) uygun **deđildir**. en kk diz aısı (bkz. iřaret **X**).




Buna ek olarak, koltuđu gsterildiđi gibi 45 ° konumuna kenar neririz.



- Gsterildiđi gibi, ayak destek sistemini her iki gz kapađıyla aynı anda koltuđu altındaki her iki yuvaya da takın.



- Gz kapaklarının koltuk erevesinin dinlenme millerinin arkasına takıldıđından **emin** olun.



- ekme desteđi kadar ileri footstool salıncak ayarlanabilir iřitilebilir Mandal.



Diz açısını ayarlama

Diz açısı, koltuk plakasının ön kenarının altındaki mandallama cıvatası çekme ile 78 ° ile 138 ° arasında ayarlanabilir.



- Gösterildiği gibi, bir elinizle mandal çekmenin serbest bırakma halatına basın ve diğer elinizle diz açısı sistemini istediğiniz açısal konuma getirin.



- Her ikitornalama cıvatasının akustik olarak duyulabilir güvenli kilitlenmesine dikkat edin.



Ayak destek sisteminin kaldırılması

Ayak destek sistemini çıkarmak (ve takmak için) en küçük diz açısı (bkz. işaret **X**).

Buna ek olarak, koltuğu gösterildiği gibi 45 ° konumuna kenar öneririz.



- Pull-catcher'ların iki kafasını işaret eden parmaklarla öne doğru çekin.
- Ayak destek sistemini kravat çubuklarında sabitlediğinizden emin olun.



- Ayak destek sistemini arkaya taşıyın, böylece her iki göz kapağı da braket yuvalarından serbest bırakılsın.
- Şimdi ayak destek sistemini çıkarın.



5.3 Kafalık

- Sıkma kolunu açın ve gösterildiği gibi başlığı yukarıdan başlık tutucusuna yerleştirin.



- İstediğiniz kafalık yüksekliğini seçin ve sıkma kolunu kapatın.



- Gösterildiği gibi, sıkma kolunu açın ve başlığın istenen açısıl konumunu seçin.
- Sıkma kolunu kapatın.



5.4 Thorax Desteği

Resimde toraks Destek tutucuyu vidalamak için arka çerçevedeki sıkma kelepçesi gösterilir.



- Torasik pelet tutucuyu arka çerçevedeki sıkma kabında gösterildiği gibi vidalayın.
- Torakspelotte'un yüksekliğini ayarlamak için vidayı gevşetin ve torasik pelet tutucuyu gösterildiği gibi istenen yükseklik konumuna getirin.
- Vidayı tekrar sıkıca sıkın.



- İstenilen genişliği ayarlamak için civatayı gösterildiği gibi gevşetin.
- Vidayı tekrar sıkıca sıkın.



- İstenilen açığı ayarlamak için civatayı gösterildiği gibi gevşetin.
- Vidayı tekrar sıkıca sıkın.



Thoraxpelotte'densallanıyor:

- Kilitlemeyi gevşetmek için gösterildiği gibi çekme snapper'ını yukarı doğru çekin.



- Torakspelotte'yi geriye doğru hareket ettirin.



5.5 Göğüs omuzlu pelotte

Resimde göğüs-omuz pelotte görülüyor.



- Kayışı önden arka damarların göz kapağından gösterildiği gibi çalıştırın.



- Kemerini gösterildiği gibi köprü tokası boyunca yönlendirin.



- Gösterildiği gibi, kayışı arka çerçevenin çapraz çubuğunun arkasına geçirin.



- Gösterildiği gibi, kemerini köprü tokası boyunca geri yönlendirin.



- Gösterildiği gibi, kayışı köprü tokası boyunca ve arka yüzeydeki göz kapağından geri yönlendirin.
- O zaman diğer tarafta da aynısını yap.



- Alt kemerleri sabitlemek için lütfen **5.6** noktasında olduğu gibi devam edin
- Pelvik kemer** daha önce tanımlanmıştır.

Göğüs-omuz Pelotte'u açma:

- Eklenti bağlantı elemanlarını omuzlarda ve/veya pelvik bölgede açın.



5.6 Beckengurt

- Gösterildiği gibi, kemer ucunu köprü tokası boyunca yönlendirin.



- Gösterildiği gibi, kayış ucunu arka tabandaki göz kapağından geçirin.



- Gösterildiği gibi, kemer ucunu köprü tokası boyunca tekrar yönlendirin.



- Gösterildiği gibi, kemer ucunu köprü tokası boyunca tekrar yönlendirin.



- O zaman diğer tarafta da aynısını yap.

Ağ tokasını hareket ettirerek kayış uzunluğu ayarlanabilir.



- Siyah tetikleyicilere basmak pelvik kemeri açar.

Kayış kilidinde, kayış ucu sıkılarak Kayış yeniden gerilebilir (ince ayar).



5.7 Beckenretraktionsgurt

Resimde pelvik geri çekilme kemeri görülüyor.



- Montaj için pelvik geri çekme kayışını gösterildiği gibi arka tabanın ipliğine vidalayın.
- Aynı şeyi karşı tarafta da yap.



- Kayışı derinlemesine ayarlamak için vidayı gevşetin ve gösterildiği gibi istediğiniz konumu seçin.



Resimdeki oklar sol tarafta baş destek pedlerinin (düşük şekil) ve sağ tarafta baş destek petlerinin ayarlama olanaklarını (yüksek şekil) gösterir. Bunlar genişlik ve açı olarak ayarlanabilir.



5.8 Kol

Görüntüde yüksekliği ayarlanabilir ve çıkarılabilir kolçak gösterilir.



- Tetik düğmesine gösterildiği gibi basın ve istediğiniz kol dayama yüksekliğini seçin.



- Kilidin güvenli olduğundan emin ol.




Kolçak çıkarmak da mümkündür.




5.9 Oberkörperstütze Ventral

- Resimde ventral gövde desteği görülüyor.



- Üst gövde desteğini çerçeve yapısı ile kol dayama pedlerinin altındaki tutuculara yerleştirin.




- Kildin güvenli olduğundan **emin ol**.



5.10 Abduktionskeil


Kullanmak:

- Kaçırılma takozunu gösterildiği gibi konumlandırın.
- Kaçırma takozunu yukarı doğru döndürün ve ankraja bastırın.



Azaltmak:

- Arretier kancasına **basın ve** kaçırma takozunu öne doğru çekin.



5.11 Wadenband

Resimde baldır bağı görülüyor.



- Ayak tahtası yataklarının **her iki tarafındaki kanat vidasını** açın.
- Ayak tahtasını **aşağı** çek.

- Baldır bandını gösterildiği gibi yerleştirin ve istediğiniz yüksekliğe yerleştirin.
- Ayak tahtasını istediğiniz yükseklikte yeniden takın ve ayak tahtası rulmanlarının **her iki tarafındaki kanat vidasını** kapatın.



5.12 Sonßgelenkgurte

Resimde ayak bileđi kayışları görülüyor.

Ayak bileđi kemerlerinin montajı için lütfen **5.6 pelvik kemer** noktasında açıklandığı gibi devam edin.



5.13 Tuvaletçi

Kullanmak:

- Tuvalet kovasını kılavuz raylara arkadan yerleştirin.
- Kilidin güvenli olduğundan emin ol.



Çıkarmak:

- Tuvalet kovasını kılavuz rayların arkasından çekin.



Resimde kılavuz rayları gösterilir. Aşağıdan görüntüleyin.



5.14 Çamurluk

Resimde sıçrama koruması görülüyor.

- Gösterildiği gibi, sıçrama korumasını kullanmadan önce konumlandırın.
- Kullanımdan sonra sıçrama korumasını çıkarın.



5.15 Kapak tuvaleti açıklığı


Hijyen ve temizlik için kapak tuvaleti açıklığı çıkarılabilir.



- İsterseniz, kapağı arkadan çekin.





Resimde kapaksız tuvalet açıklığı görülüyor.




5.16 Küvet tabanı

Resimde küvet tabanı görülüyor.




5.17 Toilettadapter

Resimde tuvalet adaptörü görülüyor.



5.18 PU-Seitenpelotten

GörüntüDE PU yan pedleri gösterilir.



5.19 Fren

Freni algılamak için, gösterildiği gibi ayağın ucuyla fren koluna bastırın.

Bu işlev, ilgili tekerlek konumundan bağımsız olarak garanti edilebilir.

Freni serbest bırakmak için kolu ayağın ucuyla yukarı bastırın.



6 Taşıma

6.1 Taşıma ve depolama

Prensip olarak, **SHARKY**'yi hem diz açısı sistemiyle hem de koltuksuz olarak taşıyabilir veya saklayabilirsiniz.



En küçük ambalaj boyutu koltuk çıkarılarak ve diz açısı sistemi çıkarılarak elde edilebilir.

7 Bakım, bakım ve servis ömrü

7.1 Bakım ve bakım

SHARKY'niz CE işaretli. Üretici, bu tıbbi ürünün bir bütün olarak AB Direktifi 93/42/EEC gerekliliklerine uygun olmasını sağlayacaktır. Prensipte olarak, işlevsellik her kullanımdan önce denetlenmelidir. Aşağıdaki listede açıklanan kontroller kullanıcı tarafından belirtilen aralıklarla gerçekleştirilecektir.

Prüftätigkeit	Günlük	Haftalık	Aylık
Frenin fonksiyonel testi	X		
Vida bağlantılarının testi		X	
Hava basıncı (lastik kılıfındaki göstergeye bakın)		X	
Tekerlekler ve rulmanlar gibi aşınma parçalarının görsel muayenesi			X
Rulmanlardaki kirlilik			X
Hızlı serbest bırakma (arka tekerlekler)	X		
Ayak tahtasının gücünü test etme		X	
Kenar mekanizmasını test etme			X
Test Ayarı arka açısı			X

Herhangi bir kusur bulursanız, bunları çözmek için yetkili satıcınızla iletişime geçin. Ayrıca yetkili satıcınız tarafından her 12 ayda bir düzenli bakım yapmanızı öneririz.



Bakım

- Tüm çerçeve ve plastik parçaları sadece hafif ev dezenfektanları (e.B ile temizleyin. Sagrotan)
- Döşeme parçaları 40 °C'de yıkanabilir. Ancak çamaşır makinesinde, sadece bir yıkama çantasında veya yastık kılıfında. . B gibi ev tırnalar kullanın. Sagrotan.
- Çoğu durumda, nemli bir bezle silmek yeterlidir.
- Tuzlu suda faydası yok.
- Mümkünse, tekerleklerin yatağına saldıran kum veya diğer kir parçacıklarından kaçın.
- **SHARKY'string** ıslara, tekrar kurutma tavsiye edilir.
- Saç veya kir parçacıkları genellikle direksiyon çatalı ile direksiyon simidi arasında birikir ve bu da zamanla direksiyon simidinin işlenmesini zorlaştırır. Direksiyonu çıkarın ve çatalı ve direksiyon simidini hafif bir evle iyice temizleyin.
- Arka tekerlekler plug-in akslar aracılığıyla çıkarılabilir. Bu sistemi işlevsel tutmak için, kaba eksene hiçbir kırıntı yapışmamasını sağlamalısınız. Bazen, reçine içermeyen bir dikiş makinesi yağı ile aksı hafifçe yağlayın.
- Özellikle, cıvatalı bağlantıların mukavemeti ilk günlerde veya rehabilitasyon pusetinde ayarlama çalışmalarından sonra kontrol edilmelidir. Vida bağlantısı tekrar tekrar gevşetirse, lütfen uygun satıcıya başvurun.

7.2 Kullanım süresi SHARKY

SHARKY için beklenen kullanım, bakım ve bakım yoğunluğuna bağlı olarak 5 yıldır. Yetkili perakendeci tarafından yıllık muayene öneriyoruz. Arıza veya kusur durumunda, bu derhal tıbbi merkeze veya uzman satıcıya devreye alınmalıdır.

8 Teknik veriler

	Çerçeve boyutu 1	Çerçeve boyutu 2
Koltuk genişliği	24/27/30 cm	29/32/35 cm
Koltuk derinliği	27 - 36 cm	27 - 40 cm
Arka yükseklik	45 cm	55 cm
Maksimum, geçirilebilir tuvalet yüksekliği	52 cm	52 cm
Sitzwinkel	-10° ila +45°	-10° ila +45°
Rückenwinkel	72° - 120°	72° - 120°
Fußwinkel	80° - 100°	80° - 100°
Armlehnenhöhe	14,5 - 20,5 cm	14,5 - 20,5 cm
Lenkraddurchmesser	75 mm, 100 mm	75 mm, 100 mm
Kullanıcı ağırlığı** / Maksimum yük	60 kg	60 kg
Ağırlık (koltuk)	9 kg	10 kg



Dikkat!

*Aksesuarlar ve ataşmanlar, yolcu için kalan yük kapasitesini azaltır.



Dikkat!

Weightinformasyon, temel ekipmanlarda **Sharky anlamına gelir.

9 Depolama



SHARKY katlanmış durumda taşınabilir ve/veya saklanabilir.

Ancak, Rehabuggy'yi sadece birkaç basit adımla birkaç küçük pakete bölmek mümkündür.

En küçük ambalaj boyutu, koltuk çıkarılarak ve diz açısı sistemi çıkarılarak elde edilebilir.



Bakım notu!

Köpekbalığı'ı depolamadan önce iyice temizleyin. Sayfa 26'daki bakım talimatlarına uyduklarına dikkat edin.

10 Geri dönüşüm ve bertaraf

SHARKY geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır.

Ürün ambalajlarının yanı sıra tüm metal, alüminyum ve plastik parçalar geri dönüşüm sürecine beslenebilir.

Bertaraf, ilgili ulusal yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Lütfen yerel atık yönetim

şirketleri için şehir/gemeide yönetimine sorun.

HOGGI REHABİLİTASYON ARAÇ VE GEREÇLERİ
İTH. İHR. Tİ.C. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İVEDİK OSB MAHALLESİ , MELİK GÖKÇEK BULVARI
EMİNEL İŞ MERKEZİ NO:18/1 PK 06378
YENİMAHALLE – ANKARA , TÜRKİYE
Cep:0552 429 8340 Telefon: (+90) 312 374 45 69
E-posta: info@hoggi.com.tr • www.hoggi.com.tr